

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe/Cyanine7 Anti-Camundongo Ki67 Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - E9Pvx6

Número do item: CM0012019

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cyanine7 direcionado ao Ki67 de camundongo (E9PVX6). Projetado para citometria de fluxo intracelular, este reagente marca células proliferantes em amostras de camundongo, auxiliando estudos do ciclo celular e de oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PE/Cyanine7 Anti-Camundongo Ki67
Observações/Apelido	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	4288
GeneID	17345
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1816-2163 do Ki67 de camundongo (NP_001074586.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (intra)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	E9PVX6
Peso Proteico	351 kDa
Envio	Saco de gelo