

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe/Cyanine7 Anti-Cd27 De Camundongo/Rato Mab - P41272

Número do item: CM0010544

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cyanine7 direcionado ao CD27 (TNFRSF7) de camundongo/rato para citometria de fluxo. Validado para amostras de camundongo e rato. Receptor coestimulatório de ponto de verificação imunológica em células T, NK e B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de Coelho PE/Cyanine7 anti-CD27 de Camundongo/Rato
Observações/Apelido	S152; Tp55; Tnfrsf7
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	939
GeneID	21940
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-182 do CD27 de camundongo (NP_001028298.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P41272
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de gelo