

Pe/Cianina7 Coelho Anti-Camundongo/Rato Cd31/Pecam1 Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - Q08481

Número do item: CM0005026

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-camundongo/rato CD31 (PECAM1) conjugado com PE/Cianina7 para citometria de fluxo. Tem como alvo a migração transendotelial de leucócitos e a adesão celular. Validado para pesquisa de biologia vascular e inflamação, com reatividade cruzada para camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE/Cianina7 Coelho anti-Camundongo/Rato CD31/PECAM1 mAb
Observações/Apelido	Cd31; Pecam; PECAM-1
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	5175
ID do Gene	18613
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-220 do CD31 de camundongo (NP_001292086.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de Fluxo (FC)
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q08481
Peso da Proteína	81kDa
Envio	Saco com gelo