

Pe/Cianina7 Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nhp Igd - Igd De Macaco-Cinomoigo

Número do item: CM0010215

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cianina7 contra IgD de primata não humano, validado para citometria de fluxo em amostras de macaco-cinomoigo e macaco-rhesus. Ideal para estudos imunológicos e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	PE/Cianina7 Anticorpo monoclonal de coelho anti-NHP IgD
Espécie	Macaco-cinomoigo
Imunogénio	Proteína recombinante da cadeia pesada delta de imunoglobulina de macaco-cinomoigo
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Cinomoigo, Rhesus
Envio	Saco de gelo