

Pe/Cianina7 Anticorpo Monoclonal De Rato Anti-Mouse Cd3 Para Citometria De Fluxo - P04235 / P22646

Número do item: CM0005399

introdução

Anticorpo monoclonal de rato conjugado com PE/Cianina7 que visa o CD3 de camundongo para citometria de fluxo. Reconhece as cadeias delta e epsilon do CD3, validado para amostras de camundongo. Ideal para estudos de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE/Cianina7 Rato anti-Mouse CD3 mAb
Observações/Apelido	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	916/915
GeneID	12500/12501
Imunógeno	Peptídeo sintético derivado de CD3 de camundongo
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P04235/P22646
Peso da Proteína	19kDa/21kDa
Envio	Saco com gelo