


Anticorpo Monoclonal Rato Anti-Mhc De Classe Ii (I-A/I-E) De Camundongo Pe/Cianina7 Para Fc - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Número do item: CM0009877



introdução

Anticorpo monoclonal de rato conjugado com PE/Cianina7 direcionado ao MHC de Classe II (I-A/I-E) de camundongo, validado para citometria de fluxo. Reação cruzada com camundongo; ideal para pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Rato anti-MHC de Classe II (I-A/I-E) de Camundongo PE/Cianina7
Observações/Apelidos	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb;IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Espécie	Camundongo
ID do Gene	14969/14961/381091/14960
Imunógeno	Proteína recombinante de MHC de Classe II (I-A/I-E) de camundongo
Origem	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Peso da Proteína	30kDa/32kDa/26kDa
Envio	Saco de gelo