

Anticorpo Monoclonal De Coelho Per2 (Humano) Para Wb, Elisa, Chip - O15055

Número do item: CM0004078



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho PER2 validado para WB, ELISA e ChIP. Específico para PER2 humano (O15055), um regulador central do relógio circadiano. Ideal para pesquisas sobre ritmo circadiano e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PER2 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	FASPS; FASPS1; PER2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8864
GeneID	8864
Imunógeno	Peptídeo Sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do PER2 humano (O15055).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O15055
Peso da Proteína	137 kDa
Envio	Saco de gelo