

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd34 Conjugado A Percp Para Citometria De Fluxo - P28906

Número do item: CM0009888

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PerCP direcionado ao CD34 humano, validado para citometria de fluxo. Reconhece o antígeno de células progenitoras hematopoiéticas; adequado para pesquisa com células-tronco e endoteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CD34 Humano Conjugado a PerCP
Observações/Apelido	CD34; Molécula CD34; GIG3; MORT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	947
GeneID	947
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 170-290 do CD34 humano (NP_001020280.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P28906
Peso Proteico	41kDa
Envio	Saco de Gelo