

Anticorpo Monoclonal Anti-Foxp3 De Coelho Conjugado A Percp Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - Q9Bzs1

Número do item: CM0007769



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PerCP, direcionado contra FOXP3 humano/caprino/cinomoigo, validado para citometria de fluxo intracelular. Ideal para pesquisas sobre células T reguladoras e estudos de tolerância imunológica. Reage com amostras humanas, de camundongo e de cinomoigo. ~47 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-FOXP3 humano/de camundongo/de macaco conjugado a PerCP
Observações/Apelidos	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Espécie	Humana
GeneID	50943
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência localizada entre os aminoácidos 1-100 do FOXP3 humano (NP_054728.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humana, de camundongo, de cinomoigo
SWISS	Q9BZS1
Peso da Proteína	47 kDa
Envio	Bolsa de gelo