

Anticorpo Monoclonal Percp Anti-Cd45 (Ptprc) De Camundongo Para Citometria De Fluxo - P06800

Número do item: CM0004486

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PerCP direcionado ao CD45 (Ptprc) de camundongo para citometria de fluxo (FC). Validado em camundongos, detecta isoformas de 130-144 kDa. Ideal para perfilamento de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PerCP de Coelho anti-CD45 de Camundongo
Observações/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	5788
GeneID	19264
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-566 do CD45 de camundongo (NP_001104786.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06800
Peso da Proteína	130kDa/140kDa/144kDa
Envio	Bolsa de gelo