

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Murino Cd4 Conjugado Com Percp Para Fc - P06332

Número do item: CM0010056

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PerCP contra CD4 de camundongo, validado para citometria de fluxo (FC). Tem como alvo a glicoproteína de superfície de célula T CD4 (SWISS P06332), sendo ideal para estudos de resposta imune e análise de células T auxiliares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PerCP coelho anti-murino CD4
Observações/Alias	L3T4; Ly-4
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	920
ID do Gene	12504
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-394 do CD4 de camundongo (NP_038516.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06332
Peso da Proteína	51kDa
Transporte	Saco de gelo