

Anticorpo Monoclonal De Camundongo Anti-Cd3 Humano Percp Para Fc - P07766

Número do item: CM0012370



introdução

Anticorpo Monoclonal de Camundongo anti-CD3 Humano PerCP, para citometria de fluxo, direcionado à cadeia epsilon do CD3 nas células T. Ideal para imunofenotipagem de células T e pesquisa sobre imunidade adaptativa. - P07766

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de camundongo anti-CD3 humano PerCP
Observações/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	916
GeneID	916
Imunógeno	Proteína recombinante de CD3 humano
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P07766
Peso da Proteína	23 kDa
Transporte	Bolsa de gelo