

Controle Isotípico Percp Rato Igg 2A - Controle Isotípico

Número do item: CM0010775

introdução

Anticorpo monoclonal de controle isotípico de rato IgG 2a conjugado com PerCP de alta qualidade para citometria de fluxo. Ideal para avaliação de ligação inespecífica e delimitação precisa em ensaios de FC. Matéria-prima IVD confiável da CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Controle isotípico PerCP Rato IgG 2a
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Envio	Saco de gelo