

Controle De Isotipo Percp Mouse Igg 2A

Número do item: CM0012532

introdução

Anticorpo monoclonal de controle de isotipo Mouse IgG2a conjugado a PerCP para citometria de fluxo. Derivado de camundongo, este reagente serve como um controle negativo para avaliar a ligação inespecífica em ensaios de FC, garantindo uma interpretação precisa dos dados.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Controle de isotipo PerCP Mouse IgG 2a
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Transporte	Em saco de gelo