

Anticorpo Monoclonal Percp Coelho Anti-Humano/Macaco Cd4 Para Citometria De Fluxo - P01730

Número do item: CM0008052



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PerCP que reconhece CD4 (T4/Leu-3) humano/cinomolgo validado para citometria de fluxo. Ideal para identificação de células T auxiliares, estudos de receptor HIV e perfil imunológico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PerCP Coelho anti-Humano/Macaco CD4 mAb
Observações/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	920
GeneID	920
Imunogeno	Proteína recombinante de CD4 humano.
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano, Cinomolgo
SWISS	P01730
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Bolsa de gelo