


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd45 Humano/Macaco Conjugado Com Percp Para Citometria De Fluxo - P08575

Número do item: CM0008816



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PerCP direcionado contra o CD45 humano (P08575). Validado para citometria de fluxo em amostras humanas e de macaco-cinomolgo. Ideal para imunofenotipagem, pesquisa de células T e perfil imunológico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD45 humano/macaco conjugado com PerCP
Observações/Apelidos	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espécie	Humana
GeneID (humano)	5788
GeneID	5788
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-577 do CD45 humano (P08575).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humana, macaco-cinomolgo
SWISS	P08575
Peso da proteína	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
Transporte	Bolsa de gelo