


Mab Percp De Coelho Anti-Humano/Macaco Cd8A - P01732

Número do item: CM0008997



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano/macaco CD8a conjugado com PerCP para citometria de fluxo (FC). Reconhece a cadeia alfa do CD8 (P01732), validado para amostras humanas e de macaco cynomolgus. Ideal para pesquisa imunológica e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PerCP de Coelho anti-Humano/Macaco CD8a
Observações/Apelido	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	925
GeneID	925
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-182 da CD8A humana (NP_001759.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01732
Peso da Proteína	21kDa/25kDa/30kDa
Envio	Bolsa de gelo