


Anticorpo Monoclonal Percp De Coelho Anti-Cd209B/Dc-Sigr1 De Camundongo Para Fc - Q8Cj91

Número do item: CM0008145



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PerCP contra CD209b/DC-SIGNR1 (SIGNR1) de camundongo, validado para citometria de fluxo. Reage com camundongo. Ideal para estudos de células dendríticas e receptores de patógenos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb PerCP de coelho anti-CD209b/DC-SIGNR1 de camundongo
Observações/Aliás	OtB7; SIGNR1; mSIGNR1; DC-SIGNR1; 1810030I22Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	30835
GeneID	69165
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q8Cj91
Peso da proteína	16kDa/33kDa/36kDa/37kDa
Envio	Bolsa de gelo