


Anticorpo Monoclonal Percp Coelho Anti-Mouse Cd44 Para Fc - P15379

Número do item: CM0005760



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PerCP contra CD44 de camundongo (Ly-24, Pgp-1, HERMES). Validado para citometria de fluxo, adequado para estudos de homing, adesão e ativação de linfócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PerCP Coelho anti-Mouse CD44
Observações/Alias	Ly-24, Pgp-1, HERMES
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Camundongo)	12505
ID do Gene (Humano)	960
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-176 do CD44 de camundongo (NP_033981.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P15379
Peso da Proteína	86 kDa/81 kDa/76 kDa/72 kDa
Envio	Bolsa de gelo