

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Cd8A Conjugado Com Percp Para Citometria De Fluxo - P01731

Número do item: CM0011714



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PerCP contra CD8a de camundongo (Lyt-2) para citometria de fluxo. Validado para amostras de camundongo, reconhece o co-receptor de células T envolvido na interação com MHC de classe I e ativação de CTL.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PerCP Rabbit anti-Mouse CD8a mAb
Observações/Apelido	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	925
GeneID	12525
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-196 do CD8a de camundongo (NP_001074579.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01731
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Saco de gelo