

Controle De Isotipo Igg De Coelho Percp

Número do item: CM0010963

introdução

Anticorpo monoclonal de controle de isotipo IgG de coelho conjugado com PerCP desenvolvido para aplicações em citometria de fluxo (FC). Este anticorpo derivado de coelho funciona como um controle negativo essencial para avaliar a ligação inespecífica, garantindo a delimitação precisa de gatilhos e a interpretação correta de dados em ensaios imunológicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Controle de isotipo IgG de coelho PerCP
Imunógeno	Peptídeo sintetizado derivado do controle de isotipo IgG de coelho
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Envio	Bolsa de gelo