

Anticorpo Monoclonal Percp/Cyanina5.5 Anti-Cd11C De Rato Para Fc - Q9Qxh4

Número do item: CM0011078

introdução

Anticorpo monoclonal anti-CD11c de rato conjugado com PerCP/Cianina5.5 (clone N418, hamster armênio) para citometria de fluxo. Validado em rato. Uso em pesquisa para estudos de resposta inflamatória e adesão de monócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PerCP/Cyanina5.5 anti-CD11c de rato
Observações/Apelido	Cr4; N418; Cd11c
Espécie	Rato
GeneID (humano)	3687
GeneID	16411
Imunógeno	Proteína recombinante de CD11c de rato
Origem	Hamster Armênio
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q9QXH4
Peso da Proteína	129kDa
Envio	Bolsa de gelo