

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd25 De Camundongo Conjugado A Percp/Cianina5.5 Para Citometria De Fluxo - P01590

Número do item: CM0008070

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD25 de camundongo conjugado a PerCP/Cianina5.5 de alta qualidade para citometria de fluxo. Reconhece especificamente o CD25 de camundongo (receptor de IL-2 alfa) com reatividade cruzada para camundongo. Ideal para pesquisa de tolerância imunológica e células Treg.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CD25 de Camundongo Conjugado a PerCP/Cianina5.5
Observações/Apelido	CD25; Il2r; Ly-43
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3559
GeneID	16184
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-236 do CD25 de camundongo (NP_032393.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01590
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Em saco de gelo