

Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Cd69 Percp/Cyanine5.5 Para Citometria De Fluxo - P37217

Número do item: CM0011666

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PerCP/Cyanine5.5 contra CD69 de camundongo. Adequado para detecção por citometria de fluxo de células imunes ativadas. Reconhece uma glicoproteína transmembrana de ~22 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PerCP/Cyanine5.5 Rabbit anti-Mouse CD69 mAb
Observações/Apelido	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	969
GeneID (Camundongo)	12515
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 64-199 do CD69 de camundongo (NP_001028294.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P37217
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco de gelo