

Anticorpo Monoclonal De Camundongo Anti-Humano Cd3 Conjugado Com Percp/Cyanine5.5 Para Fc - P07766

Número do item: CM0008046



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo conjugado com PerCP/Cyanine5.5 que visa o épsilon CD3 humano (CD3E) para citometria de fluxo. Reconhece o complexo TCR-CD3 em linfócitos T, validado para amostras humanas. Adequado para aplicações de imunofenotipagem e pesquisa de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PerCP/Cyanine5.5 mAb de Camundongo anti-Humano CD3
Observações/Apelido	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	916
ID do Gene	916
Imunógeno	Proteína recombinante de CD3 humano.
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P07766
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco de gelo