

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd27 Humano Conjugado Com Percp/Cyanine5.5 Para Citometria De Fluxo - P26842

Número do item: CM0009253



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PerCP/Cyanine5.5 direcionado ao CD27 humano, um receptor coestimulador presente em células T, células NK e células B. Validado para citometria de fluxo, adequado para imunofenotipagem e pesquisa de checkpoints imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD27 humano conjugado com PerCP/Cyanine5.5
Observações/alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	939
ID do gene	939
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-192 do CD27 humano (NP_001233.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P26842
Peso da proteína	29 kDa
Transporte	Bolsa de gelo