

Anticorpo Monoclonal Percp/Cianina5.5 Coelho Anti-Humano Cd31/Pecam1 Para Fc - Q08481

Número do item: CM0004654

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PerCP/Cianina5.5 contra CD31/PECAM1 humano para citometria de fluxo. Adequado para detectar CD31 em células endoteliais, plaquetas e leucócitos em amostras humanas. SWISS Q08481, peso molecular 83kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PerCP/Cianina5.5 mAb Coelho anti-Humano CD31/PECAM1
Observações/Alíase	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5175
GeneID	5175
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-601 de CD31/PECAM1 humano (NP_000433.4).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q08481
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Bolsa de gelo