

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd56/Ncam1 Conjugado A Percp/Cianina5.5 Para Fc - P13591

Número do item: CM0011686



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD56/NCAM1 humano, conjugado a PerCP/Cianina5.5, validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar adesão de células neurais, crescimento de neuritos e interações com receptores virais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Humano CD56/NCAM1 PerCP/Cianina5.5
Observações/Apelido	CD56; NCAM; MSK39
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4684
ID do Gene	4684
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-413 do CD56/NCAM1 humano (NP_851996.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13591
Peso Proteico	95 kDa
Envio	Saco de gelo