

PerCP/Cyanine5.5 Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD62L/L-Selectina Para Fc - P14151

Número do item: CM0011411



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PerCP/Cyanine5.5 direcionado ao CD62L/L-Selectina humano (P14151). Validado para citometria de fluxo, este anticorpo é ideal para estudar mecanismos de adesão de linfócitos e homing em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PerCP/Cyanine5.5 Coelho anti-Humano CD62L/L-Selectina mAb
Observações/Apelido	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6402
GeneID	6402
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 39-332 do CD62L/L-Selectina humano (NP_000646.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P14151
Peso da Proteína	42kDa/43kDa
Envio	Saco de gelo