

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd94 Humano Conjugado A Percp/Cyanine5.5 Para Citometria De Fluxo - Q13241

Número do item: CM0010973



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PerCP/Cyanine5.5 direcionado ao CD94 humano (KLRD1, receptor de células NK). Projetado para citometria de fluxo para detectar CD94 humano com especificidade. Ideal para perfil imunológico, pesquisa com células NK e estudos de pontos de controle imunológico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho anti-CD94 Humano PerCP/Cyanine5.5
Observações/Apelido	CD94
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3824
GeneID	3824
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-179 do CD94 humano. (NP_002253.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13241
Peso Proteico	21kDa
Envio	Saco de Gelo