

Mab Coelho Anti-Humano/Macaco Cd19 Percp/Cianina5.5 - Anticorpo Monoclonal Contra Cd19

Número do item: CM0010835

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PerCP/Cianina5.5 contra CD19 humano e de macaco, validado para citometria de fluxo. Detecta CD19 (63 kDa) em linfócitos B. Ideal para pesquisa em imuno-oncologia e células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PerCP/Cianina5.5 Coelho anti-Humano/Macaco CD19 mAb
Observações/Apelido	CD19
Espécie	Macaco
ID do Gene (Humano)	930
ID do Gene	102145514
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-292 do CD19 de macaco.
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
Peso da Proteína	63 kDa
Envio	Bolsa de gelo