


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd38 Humano/Macaco Conjugado Com Percp/Cyanine5.5 Para Citometria De Fluxo - P28907

Número do item: CM0008525



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PerCP/Cyanine5.5 que tem como alvo o CD38 humano e de macaco-cinômolo (SWISS: P28907). Adequado para citometria de fluxo, ligando-se ao domínio extracelular. O CD38 é uma enzima e um receptor multifuncional envolvido na sinalização do cálcio e na ativação de linfócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD38 humano/macaco conjugado com PerCP/Cyanine5.5
Observações/Alia	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	952
ID do gene	952
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 43-300 do CD38 humano (NP_001766.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano, macaco-cinômolo
SWISS	P28907
Peso da proteína	14 kDa/34 kDa
Transporte	Bolsa de gelo