


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano/Macaco Cd4 Conjugado Com Percp/Cianina5.5 Para Fc - P01730

Número do item: CM0011012



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PerCP/Cianina5.5 direcionado ao CD4 humano/macaco, validado para citometria de fluxo. Ideal para identificação de células T auxiliares, perfilagem imune e pesquisas sobre HIV/HHV-7. - P01730

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ac mAb de Coelho anti-Humano/Macaco CD4 conjugado com PerCP/Cianina5.5
Observações/Apelido	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	920
GeneID	920
Imunógeno	Proteína recombinante de CD4 humano.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01730
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de gelo