

Anticorpo Monoclonal Percp/Cyanina5.5 Coelho Anti-Humano/Macaco Cd45 Para Citometria De Fluxo - P08575

Número do item: CM0012354



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PerCP/Cyanina5.5 direcionado a CD45 humano/macaco (PTPRC, LCA). Validado para citometria de fluxo, adequado para imunofenotipagem de leucócitos e estudos de ativação de linfócitos T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PerCP/Cyanina5.5 Coelho anti-Humano/Macaco CD45
Observações/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5788
GeneID	5788
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-577 do CD45 humano (P08575)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08575
Peso Molecular da Proteína	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
Envio	Bolsa de gelo