


Anticorpo Monoclonal De Coelho Percp/Cianina5.5 Anti-Cd8A Humano/Macaco Para Citometria De Fluxo - P01732

Número do item: CM0009894



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PerCP/Cianina5.5 contra CD8a humano/macaco para citometria de fluxo. Ideal para estudos de resposta imune, análise da função de CTL e identificação de subconjuntos de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PerCP/Cianina5.5 Anti-CD8a Humano/Macaco
Observações/Apelido	CD8; p32; Leu2; CD8alfa
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	925
GeneID	925
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 22-182 do CD8A humano (NP_001759.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano, Macaco Cynomolgus, Macaco Rhesus
SWISS	P01732
Peso Proteico	21kDa/25kDa/30kDa
Envio	Saco de Gelo