


Anticorpo Monoclonal De Coelho Percp/Cyanine5.5 Anti-Camundongo Cd127/Il-7Rα Para Citometria De Fluxo - P16872

Número do item: CM0008974



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PerCP/Cyanine5.5 contra CD127/IL-7Rα de camundongo, validado para citometria de fluxo (CF). Ideal para estudar a sinalização do receptor de IL-7 e o desenvolvimento de linfócitos em pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PerCP/Cyanine5.5 Anti-Camundongo CD127/IL-7Rα
Observações/Apelido	CD127; IL-7Ralpha
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3575
ID do Gene (Camundongo)	16197
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-239 do CD127/IL-7Rα de camundongo (NP_612564.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P16872
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de gelo