

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd19 De Camundongo Conjugado Com Percp/Cyanine5.5 Para Citometria De Fluxo (Fc) - P25918

Número do item: CM0012226

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PerCP/Cyanine5.5, direcionado contra o CD19 de camundongo e validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar a função do correceptor do receptor de células B e a diferenciação de células B em modelos de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD19 de camundongo conjugado com PerCP/Cyanine5.5
Espécie	Camundongo
ID do gene (humano)	930
ID do gene	12478
Imunógeno	Proteína recombinante de CD19 de camundongo.
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P25918
Peso da proteína	60 kDa
Envio	Bolsa de gelo