

Percp/Cyanine5.5 Coelho Anti-Mouse Cd4 Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - P06332

Número do item: CM0012175

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PerCP/Cyanine5.5 direcionado ao CD4 de camundongo (L3T4/Ly-4). Validado para citometria de fluxo, ideal para imunofenotipagem e estudos de células T auxiliares em modelos de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PerCP/Cyanine5.5 Coelho anti-Mouse CD4 mAb
Observações/Apelido	L3T4; Ly-4
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	920
ID do Gene (Camundongo)	12504
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-394 do CD4 de camundongo (NP_038516.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06332
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Saco com gelo