


## Anticorpo Monoclonal Percp/Cyanina5.5 Coelho Anti-Rato Cd44 Para Fc - P15379

Número do item: CM0008772



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PerCP/Cianina5.5 contra CD44 (Ly-24, Pgp-1, HERMES) de camundongo para citometria de fluxo (FC). Validado em camundongos, adequado para imunofenotipagem e pesquisa de adesão celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | mAb PerCP/Cianina5.5 Coelho anti-Camundongo CD44                                                                                                       |
| Observações/Alias          | Ly-24; Pgp-1; HERMES                                                                                                                                   |
| Espécie                    | Camundongo                                                                                                                                             |
| GeneID (Humano)            | 960                                                                                                                                                    |
| GeneID                     | 12505                                                                                                                                                  |
| Imunógeno                  | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-176 do CD44 de camundongo (NP_033981.2). |
| Origem                     | Coelho                                                                                                                                                 |
| Categoria                  | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                                 |
| Aplicação                  | FC                                                                                                                                                     |
| Reação Cruzada             | Camundongo                                                                                                                                             |
| SWISS                      | P15379                                                                                                                                                 |
| Peso Molecular da Proteína | 86kDa                                                                                                                                                  |
| Envio                      | Bolsa de gelo                                                                                                                                          |