

Percp/Cyanine5.5 Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd68 Para Citometria De Fluxo - P31996

Número do item: CM0011332

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PerCP/Cyanine5.5 contra CD68 de camundongo (macrosialina, Lamp4, gp110, Scard1). Validado para citometria de fluxo e citometria de fluxo intracelular. Adequado para pesquisa de macrófagos e células dendríticas, incluindo estudos de fagocitose e tráfego celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PerCP/Cyanine5.5 Coelho anti-Mouse CD68 mAb
Observações/Apelido	Lamp4, gp110, Scard1
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	968
GeneID	12514
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-291 do CD68 de camundongo (NP_001277987.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC, FC (intra)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P31996
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco com gelo