

Controle De Isotipo Igg De Coelho Percp/Cyanine5.5 - Anticorpo Monoclonal

Número do item: CM0011203

introdução

Anticorpo monoclonal de controle de isotipo IgG de coelho conjugado com PerCP/Cyanine5.5 para citometria de fluxo. Utilize como um controle negativo crítico para avaliar a ligação inespecífica e estabelecer estratégias de gating em experimentos de FC. Fornecido pela CamelBio para requisitos de matérias-primas para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Controle de isotipo IgG de coelho PerCP/Cyanine5.5
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintetizado derivado do controle de isotipo IgG de coelho
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Envio	Saco de gelo