

Anticorpo Monoclonal Percp/Cianina5.5 Rato Anti-Murino Cd45R/B220 Para Fc - P06800

Número do item: CM0011039

introdução

Anticorpo monoclonal rato conjugado com PerCP/Cianina5.5 direcionado a CD45R/B220 de camundongo para citometria de fluxo. CD45R/B220, uma tirosina-proteína fosfatase do tipo receptor, é um regulador chave da ativação de células T e do desenvolvimento de linfócitos. Ideal para imunofenotipagem de camundongos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PerCP/Cianina5.5 Rato anti-Murino CD45R/B220
Observações/Apelido	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyl-4
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	5788
GeneID	19264/5788
Imunógeno	Proteína recombinante de CD45R/B220 de camundongo
Origem	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06800
Peso da Proteína	130kDa/140kDa/144kDa
Envio	Bolsa de gelo