


Anticorpo Monoclonal Rato Anti-Mouse Mhc Classe Ii (I-A/I-E) Conjugado Com Percp/Cianina5.5 Para Fc - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Número do item: CM0012159



introdução

Anticorpo monoclonal de rato conjugado com PerCP/Cianina5.5 contra MHC Classe II I-A/I-E de camundongo para citometria de fluxo. Detecta cadeias de antígeno de histocompatibilidade de classe H-2; peso proteico 26-32kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PerCP/Cianina5.5 Rato anti-Mouse MHC Classe II (I-A/I-E) mAb
Observações/Apelido	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb;IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Espécie	Camundongo
ID do Gene	14969/14961/381091/14960
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína recombinante de MHC Classe II (I-A/I-E) de camundongo.
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Peso da Proteína	26kDa/30kDa/32kDa
Envio	Saco de gelo