

Mab De Coelho Contra Perilipina-2 - Q99541

Número do item: CM0003647

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade contra Perilipina-2 humana (ADFP/ADRP), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Ideal para pesquisa de gotículas lipídicas e doenças metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra Perilipina-2
Observações/Apelido	ADFP; ADRP; Perilipina-2
Espécie	Humano
GeneID	123
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 88-437 da Perilipina-2 humana (NP_001113.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q99541
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco de gelo