

Anticorpo Monoclonal De Coelho Perilipin-2 Para Wb, Elisa - Q99541

Número do item: CM0005161

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a Perilipin-2 humana (ADRP/ADFP), adequado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de gotículas lipídicas e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Perilipin-2 Coelho mAb
Observações/Apelido	ADFP; ADRP; Perilipin-2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	123
GeneID	123
Imunogênio	Um peptídeo sintetizado derivado da perilipina-2 humana.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99541
Peso Proteico	48kDa
Envio	Saco de gelo