

Anticorpo Policlonal Perk De Coelho Para If/Icc, Elisa - Q9Nzj5

Número do item: CM0024335



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PERK/EIF2AK3 humano, validado para IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Reconhece a quinase sensora de estresse do RE envolvida na resposta a proteínas não dobradas e na fosforilação de eIF2 α . Ideal para pesquisa sobre câncer, metabolismo e estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PERK Rabbit pAb
Observações/Alias	PEK; WRS; PERK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9451
GeneID	9451
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-600 do PERK humano (NP_004827.4).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NZJ5
Peso Proteico	125kDa
Envio	Bolsa de gelo