


Anticorpo Policloal De Coelho Pfdn4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqp4

Número do item: CM0023277



introdução

Anticorpo Policloal de Coelho PFDN4 validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a proteína chaperona subunidade 4 da prefoldina, adequado para estudos de dobramento de proteínas e chaperoninas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PFDN4 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	C1, PFD4, PFDN4
Espécie	Humano
ID do Gene	5203
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-134 da PFDN4 humana (NP_002614.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NQP4
Peso Molecular da Proteína	15kDa
Envio	Bolsa de gelo