

Anticorpo Policlonal De Coelho Pfkfb2 Para Wb, If/Icc, Elisa - 060825

Número do item: CM0025596



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PFKFB2 humano, validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de regulação da glicólise em tecido cardíaco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PFKFB2 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	PFK-2/FBPase-2; PFKFB2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5208
GeneID	5208
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 446-505 do PFKFB2 humano (NP_006203.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	060825
Peso Proteico	58kDa
Envio	Saco de Gelo