


Anticorpo Monoclonal De Coelho Pfkfb3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16875

Número do item: CM0006089



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho PFKFB3 de alta qualidade validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com PFKFB3 humano e de rato (60kDa), um regulador chave da glicólise. Ideal para pesquisa em metabolismo do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PFKFB3 (mAb)
Observações/Apelido	PFK2, IPFK2, iPFK-2, PFKFB3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5209
ID do Gene	5209
Imunogênio	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q16875
Peso Molecular da Proteína	60kDa
Envio	Saco de Gelo