

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pgk1 Para Wb, Elisa - P00558

Número do item: CM0002571



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade que visa o PGK1 humano (Fosfoglicerato quinase 1), adequado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de glicólise, função mitocondrial e motilidade espermática.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PGK1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	PGKA; MIG10; HEL-S-68p; PGK1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5230
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00558
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Saco com gelo